

## CORIAN loodscherf met looglasvenster



Britec maakt voor de constructie van dit loodscherf gebruik van **Corian**, een kunststof waarin lood is opgenomen. Corian wordt naadloos verwerkt en kan worden gereinigd met alle in de laboratoria gangbare schoonmaakmiddelen. Hierdoor is dit loodscherf o.a. geschikt voor gebruik in laminaire flowkasten en in clean rooms.



De Corian schermen bieden standaard 10 mm lood afscherming in de voorzijde en in de bodem.

Het venster heeft 4 mm loodequivalent.



### Materiaal specificaties:

Afwerking: White Corian, 10 mm Pb  
 Lood: BSEN 12588, 10 mm dik  
 Venster: Loodglas LE-DIN EN 61331-2 met 4 mm loodafscherming

|              | Description                        | Base dim. W x D | Overall height | Vieuwing area W x H |
|--------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 5BT-CVB10    | Corian Viewing Barrier             | 270 x 250 mm    | 380 mm         | 244 x 142 mm        |
| 5BT-CVB10NSS | Corian Viewing Barrier Custom Size |                 |                |                     |