


Hand Support



Een board voor positionering van handen en voorzien van kussens. Deze zorgen voor een comfortabele ligging voor de patiënt waardoor eenvoudige positionering van de handen wordt bereikt en reproduceerbare metingen mogelijk worden.

De kussens worden in een iets veerkrachtig, gesloten celschuim uitgevoerd, voorzien van een grijs-blauwe coating. Dit materiaal neemt geen vloeistoffen op en is op langere termijn goed schoon te houden. Het kussen kan met alcohol of huishoudelijke schoonmaakmiddelen worden gereinigd.

Bestelnummer **935.200**

Afmetingen ca. 120 x 48 x 13 cm³ (l x b x h).
 Producent Vanderwilt Techniques