

## PET spuitafschermingen



Wolfram hulzen zonder loodglasvenster voor PET spuiten, met schroeffixatie voor de spuit. De wanddikte (afscherming) bedraagt 8 mm wolfram, er zijn diverse modellen leverbaar.

### Modellen:

**model 730.101**  
**model 730.102**  
**model 730.103**  
**model 730.105**  
**model 730.110**

PET huls voor 1ml spuit  
 PET huls voor 2ml spuit  
 PET huls voor 3ml spuit  
 PET huls voor 5ml spuit  
 PET huls voor 10ml spuit

lengte 75mm  
 lengte 53mm  
 lengte 65mm  
 lengte 65mm  
 lengte 80mm