

NIEUW !!



Uni-Lock 4 spuit hulzen

Spuithulzen uit wolfram met een drukknopje voor de spuitfixatie.

Het bredere loodglasvenster is gemonteerd in de wolframhuls (uit één stuk) waardoor een betere afscherming ontstaat. De onderzijde is vlak om wegrollen te voorkomen.

Dikte wolfram : min. 2 mm

Dikte loodglas : 6-8 mm

Voor afmetingen en prijzen zie onderstaande tabel.

Code	Syringe (ml)	Length (mm)	Ext (mm)	Int Ø (mm)
1BT-U401A	1	72	18x26	9
1BT-U401B	1	77	18x23	9
1BT-U401L	1 (LL)	75	18x23	13
1BT-U402A	2	53	18x26	13
1BT-U402B	2	59	18x26	13
1BT-U403A	3	65	18x26	13
1BT-U403B	3	68	18x26	13
1BT-U405A	5	60	21x27	16
1BT-U405B	5	65	21x27	16
1BT-U410A	10	75	22x30	17
1BT-U410B	10	85	22x30	17