

## NIEUW !!



### Uni-Lock V spuit hulzen

Spuithulzen uit wolfram met een drukknopje voor de spuitfixatie in een kunststof behuizing, leverbaar in geel (standaard), rood en blauw. Het loodglasvenster is gevat in een kunststof behuizing met platte onderzijde waarin ook het drukknopje is gemonteerd.

Voor modelnummers en afmetingen zie de onderstaande tabel.

Code	Weight (g)	Length (mm)	Int Ø (mm)	Shielding Tunsten (mm)
1BT-UV01A	120	72	8.8	1.8
1BT-UV01B	140	77	8.8	1.8
1BT-UV01L	165	75	11.5	2.25
1BT-UV02A	140	53	11.5	2.25
1BT-UV02B	145	59	11.5	2.25
1BT-UV03A	150	65	11.5	2.25
1BT-UV03B	160	68	11.5	2.25
1BT-UV05A	190	60	15.4	2.3
1BT-UV05B	195	65	15.4	2.3
1BT-UV05C	200	68	15.4	2.3
1BT-UV10A	250	75	18.2	2.15
1BT-UV10B	260	85	18.2	2.15
1BT-UV20	285	95	23	2

