


## **BRITEC Syringe Carriers voor gebruik in clean rooms**




Bright Technologies heeft deze loodkoffer speciaal voor gebruik in een clean room omgeving ontworpen, maar deze koffers kunnen uiteraard ook op andere plaatsen voor transport van spuiten worden ingezet.

De uitvoering is volledig uit RVS, naadloos en zeer gemakkelijk schoon te houden. De koffer is voorzien van een uitneembare binnenbak uit plastic.

Het handvat is vast gemonteerd. De afstand tussen het deksel en het handvat bedraagt 10 cm.

De koffer kan geleverd worden met 3 mm, met 6 mm of met 10 mm loodafscherming.



### Specificaties:

*Behuizing:* naadloos RVS

*Afscherming:* 3, 6 of 10mm loodafscherming

*Losse tray:* vacuümgevormd plastic HIPS

Code	Description	Weight	Int. dim.	Ext. dim.
4BT-CRSC3	Clean Room Carrier, 3mm Fixed Handle	7,3 kg	228x84x45 mm <sup>3</sup>	300x160x270mm <sup>3</sup>
4BT-CRSC6	Clean Room Carrier, 6mm Fixed Handle	11,2 kg		
4BT-CRSC10	Clean Room Carrier, 10mm Fixed Handle	16,8 kg		
4BT-MCBT	Repl. Tray for Large Carrier Box 5/Box			
CUSTOM SIZES ARE AVAILABLE ON REQUEST				