

Britec clean room naaldencontainer



Britec levert deze afscherming voor gebruik bij naaldencontainers. De toegang is via een “flip-open” sluiting, deze kan met de achterkant van de hand worden bediend. De behuizing bestaat volledig uit naadloos RVS, het lood is daarbij compleet in het RVS opgesloten.

De naaldencontainer is leverbaar met 3mm, met 6mm of met 10 mm afscherming

Deze container is te steriliseren en is daardoor uitermate geschikt voor gebruik in clean rooms.

Code	Description	Lead Thickness
6BT-CRWC3	Custom clean room waste container, 3mm lead shielding	3 mm
6BT-CRWC6	Custom clean room waste container, 6mm lead shielding	6 mm
6BT-CRWC10	Custom clean room waste container, 10mm lead shielding	10 mm

