


Britec afschermingen voor naaldencontainers



Britec biedt een reeks afschermingen voor naaldencontainers. Deze zijn voorzien van een “flip-open” sluiting, deze is eventueel met de achterkant van de hand te bedienen. De containers zijn leverbaar met 3 mm of met 6 mm loodafscherming.

De buitenzijde is uit gepoederd staal, de binnenzijde is afgewerkt met kuststof.

Materiaal specificaties:

Buitenzijde: CR4 staal met poedercoating
 Lood: BSEN 12588 code 7 of code 5
 Binnenzijde: 480 micron plasticfolie

Code	Make	Model	Internal dimensions LxWxH	External dimensions LxWxH	Weight 3mm	Weight 6mm
6BT-MBWC3/6SP60	Rexam Sharpak	60 Plus	220 x 200 x 295 mm	256 x 256 x 320 mm	18.0 kg	26.8 kg
6BT-MBWC3/6SP120	Rexam Sharpak	120 Plus	260 x 260 x 330 mm	295 x 295 x 355 mm	26.3 kg	39.4 kg
6BT-LBWC3/6SP220	Rexam Sharpak	220 Plus	320 x 320 x 400 mm	360 x 360 x 425 mm	43.0 kg	62.5 kg
6BT-SBWC3/6SS4	Sharpsafe	4 Litre	180 x 180 x 260 mm	212 x 212 x 285 mm	13,8 kg	20.9 kg
6BT-MBWC3/6SS7	Sharpsafe	7 Litre	180 x 180 x 390 mm	212 x 212 x 415 mm	19.1 kg	28.5 kg
6BT-MBWC3/6SS11	Sharpsafe	11 Litre	300 x 300 x 320 mm	335 x 335 x 345 mm	25.0 kg	37.1 kg
6BT-LBWC3/6SS24	Sharpsafe	24 Litre	470 x 255 x 350 mm	520 x 305 x 470 mm	TBA	TBA
6BT-SBWC3/6DS5	Daniels	5 Litre	180 x 180 x 300 mm	212 x 212 x 320 mm	16.6 kg	24.7 kg
6BT-MBWC3/6DS7	Daniels	7 Litre	260 x 260 x 220 mm	295 x 295 x 240 mm	19.6 kg	29.6 kg
6BT-MBWC3/6DS11	Daniels	11.5 Litre	300 x 300 x 260 mm	330 x 330 x 285 mm	22.9 kg	37.3 kg
6BT-LBWC3/6DS22	Daniels	22 Litre	350 x 350 x 355 mm	380 x 380 x 380 mm	38.0 kg	55.3 kg

CUSTOM SIZES ARE AVAILABLE ON REQUEST