

EDM Krystal

EDM Krystal is een heldere, kleurloze gel met hoge viscositeit en een goede prijs-kwaliteitverhouding. Door de hoge viscositeit treden er minder artefacten op als gevolg van slecht contact tussen de huid en de transducer.

De hoge viscositeit van EDM Krystal Ultrasound Gel zorgt voor een gelijkmatige verdeling en beter contact tijdens procedures. EDM Krystal Ultrasound Gel onderscheidt zich door zijn homogeniteit en kleurloosheid. Dit in water oplosbare product met een niet-vette textuur is eenvoudig te verwijderen van elk type ondergrond en is vlek vrij.

De EDM Krystal flessen hebben een inhoud van 250 ml en hebben een ergonomische opening aan de bovenkant die is ontworpen om afzettingen te voorkomen en de dosering tijdens het aanbrengen van de gel te vereenvoudigen.

Eigenschappen van de EDM Krystal gel:

- Kleurloze, transparante, niet-steriele Ultrasound Gel
- Hoge viscositeit
- hypoallergeen en niet-irriterend
- niet vettig, vlekt niet
- pH-neutraal
- Niet corrosief
- Geurloos
- water oplosbaar
- ergonomische dop

