

## CORIAN loodscherp met looglasvenster



Britec maakt voor de constructie van dit loodscherp gebruik van Corian, een kunststof waarin lood is opgenomen. Corian wordt naadloos verwerkt en kan worden gereinigd met alle in de laboratoria gangbare schoonmaakmiddelen. Hierdoor is dit loodscherp o.a. geschikt voor gebruik in laminaire flowkasten en in clean rooms.



De Corian schermen bieden standaard 10 mm lood afscherming in de voorzijde en in de bodem.

Het venster heeft 4 mm loodequivalent.



### Materiaal specificaties:

Afwerking: White Corian, 10 mm Pb  
 Lood: BSEN 12588, 10 mm dik  
 Venster: Loodglas LE-DIN EN 61331-2 met 4 mm loodafscherming

	Description	Base dim. W x D	Overall height	Vieuwing area W x H
5BT-CVB10	Corian Viewing Barrier	270 x 250 mm	380 mm	244 x 142 mm
5BT-CVB10NSS	Corian Viewing Barrier Custom Size			

