

BRITEC PET spuitafschermingen



511KeV wolfram spuitbuis voor gebruik bij PET isotopen. De plastic behuizing van de huls is voorzien van een vlakke onderkant, de fixatie van de spuit gebeurt door middel van een schroef.

Specificaties:

huls : wolfram 90% plus Ni & Cu
 venster: loodglas 12 mm (4mm LE)
 schroef: M4x16 met socket cap

Code	Omschrijving	Wanddikte	Gewicht (g)	Lengte (mm)	ID (mm)
1BT-511S01	voor 1ml	7.5mm	500	72	8.5
1BT-511S01L	voor 1ml Luer Lock	7.5mm	500	75	12
1BT-511S02/3	voor 2ml & 3ml	7.5mm	400	53	12
1BT-511S05	voor 5ml	7.5mm	600	60	16
1BT-511S10	voor 10ml	7.5mm	700	75	18

