

Pedaalemmers met loodafscherming



Deze Britec pedaalemmers zijn leverbaar in twee maten en met 3mm of met 6 mm loodafscherming.

De buitenzijde bestaat uit staal met een poedercoating, de binnenzijde is met kuststof afgewerkt. De container wordt geleverd met twee deksels, voorzien van een grote of een kleine opening. Dit deksel kan volledig worden weg genomen om de container van een zak te voorzien.

De via een voetpedaal bediende en van een gasdemper voorziene klep heeft volledige loodafscherming.

Standaard zijn deze containers bedoeld voor gebruik met een plastic zak, er zijn adapters leverbaar voor enkele Sharps naaldencontainers.



Materiaal specificaties:

Buitenzijde: CR4 staal met poedercoating
 Lood: BSEN 12588 code 7 of code 5
 Binnenzijde: afgewerkt met 480 micron plastic

Code	Description	Internal dimensions (mm)	External dimensions (mm)	Opening aperture (mm)
6BT-SPB3/6	Small 17 Litre	200 x 200 x 500	270 x 395 x 640	80 x 80 & 210 x 210
6BT-LPB3/6	Large 40 Litre	250 x 250 x 650	325 x 475 x 825	80 x 80 & 250 x 250

OTHER SIZES AVAILABLE ON REQUEST

