

Britec afschermingen voor naaldencontainers



Britec biedt een reeks afschermingen voor naaldencontainers. Deze zijn voorzien van een “flip-open” sluiting, deze is eventueel met de achterkant van de hand te bedienen. De containers zijn leverbaar met 3 mm of met 6 mm loodafscherming.

De buitenzijde is uit gepoederd staal, de binnenzijde is afgewerkt met kuststof.

Materiaal specificaties:

Buitenzijde: CR4 staal met poedercoating
 Lood: BSEN 12588 code 7 of code 5
 Binnenzijde: 480 micron plasticfolie

| Code | Make | Model | Internal dimensions LxWxH | External dimensions LxWxH | Weight 3mm | Weight 6mm |
|------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 6BT-MBWC3/6SP60 | Rexam Sharpak | 60 Plus | 220 x 200 x 295 mm | 256 x 256 x 320 mm | 18.0 kg | 26.8 kg |
| 6BT-MBWC3/6SP120 | Rexam Sharpak | 120 Plus | 260 x 260 x 330 mm | 295 x 295 x 355 mm | 26.3 kg | 39.4 kg |
| 6BT-LBWC3/6SP220 | Rexam Sharpak | 220 Plus | 320 x 320 x 400 mm | 360 x 360 x 425 mm | 43.0 kg | 62.5 kg |
| 6BT-SBWC3/6SS4 | Sharpsafe | 4 Litre | 180 x 180 x 260 mm | 212 x 212 x 285 mm | 13,8 kg | 20.9 kg |
| 6BT-MBWC3/6SS7 | Sharpsafe | 7 Litre | 180 x 180 x 390 mm | 212 x 212 x 415 mm | 19.1 kg | 28.5 kg |
| 6BT-MBWC3/6SS11 | Sharpsafe | 11 Litre | 300 x 300 x 320 mm | 335 x 335 x 345 mm | 25.0 kg | 37.1 kg |
| 6BT-LBWC3/6SS24 | Sharpsafe | 24 Litre | 470 x 255 x 350 mm | 520 x 305 x 470 mm | TBA | TBA |
| 6BT-SBWC3/6DS5 | Daniels | 5 Litre | 180 x 180 x 300 mm | 212 x 212 x 320 mm | 16.6 kg | 24.7 kg |
| 6BT-MBWC3/6DS7 | Daniels | 7 Litre | 260 x 260 x 220 mm | 295 x 295 x 240 mm | 19.6 kg | 29.6 kg |
| 6BT-MBWC3/6DS11 | Daniels | 11.5 Litre | 300 x 300 x 260 mm | 330 x 330 x 285 mm | 22.9 kg | 37.3 kg |
| 6BT-LBWC3/6DS22 | Daniels | 22 Litre | 350 x 350 x 355 mm | 380 x 380 x 380 mm | 38.0 kg | 55.3 kg |

CUSTOM SIZES ARE AVAILABLE ON REQUEST

