

## HOY spuitenkoffer



### Spuitenkoffers met loodafscherming

Deze spuitenkoffer is uit rood geanodiseerd aluminium en biedt 3 mm loodafscherming. De binnenzijde is uit kunststof en is daardoor gemakkelijk schoon te maken. De koffers kunnen optioneel worden voorzien van een deksel met een loodglasvenster. Optioneel kan tevens een roteerbaar handvat worden geleverd.

#### Specificaties:

- |  |   |  |
|--|---|--|
|   | <b>HS-200.01</b>  | <b>Koffertje voor bronnen</b>          |
|  | inw. afm.:  | 6 x 6 x 3 cm <sup>3</sup> (b x d x h)  |
|  | uitw. afm.:   | 8,1 x 8,5 x 5 cm <sup>3</sup>          |
|  | gewicht:  | 0,8 kg                                 |
|  | <b>HS-200.02</b>  | <b>Koffer voor spuiten</b>             |
|  | inw. afm.:  | 20 x 6 x 3 cm <sup>3</sup> (b x d x h) |
|  | uitw. afm.:   | 22,1 x 8,5 x 5 cm <sup>3</sup>         |
|  | gewicht:  | 2,5 kg                                 |
|  | <b>HS-200.03</b>  | <b>Koffer met loodglasvenster</b>      |
| inw. afm.:   | 20 x 6 x 3 cm <sup>3</sup> (b x d x h)                  |  |
| uitw. afm.:  | 22,1 x 8,5 x 6 cm <sup>3</sup>                          |  |
| afm. loodglas:   | 20,9 x 6,9 cm <sup>2</sup>                              |  |
| gewicht:   | 2,7 kg  |  |
|  | <b>HS-200.93</b>  | <b>Handvat voor spuitenkoffer</b>      |
|  | wordt gemonteerd aan de onderkant                       |  |
|  | <b>HS-200.94</b>  | <b>Magnetische separator</b>           |
|  | vrij te plaatsen op de bodem van de kunststof binnenbak |  |

