



## Transportkoffertje voor I-125 zaadjes



Kistje met afscherming voor transport van I-125 zaadjes. Pre-loaded naalden met een lengte tot 12 cm. passen, inclusief steriele verpakking, in dit kistje.

De uitvoering is uit geheel uit naadloos RVS.



### Specificaties:

Buitenafmetingen: ca. 23,8 x 8,9 x 3,0 cm<sup>3</sup> (l x b x h)  
 Binnenafmetingen: ca. 23,4 x 7,5 x 2,4 cm<sup>3</sup> (l x b x h)  
 Afscherming: RVS: 2 mm rondom, deksel 4 mm  
 Gewicht: ca. 1,2 kg

**Bestelnummer: 1.055.300**

