

PET spuitafschermingen



Wolfram hulzen zonder loodglasvenster voor PET spuiten, met schroeffixatie voor de spuit. De wanddikte (afscherming) bedraagt 8 mm wolfram, er zijn diverse modellen leverbaar.

Modellen:

model 730.101	PET huls voor 1ml spuit	lengte 75 mm
model 730.102	PET huls voor 2ml spuit	lengte 53 mm
model 730.103	PET huls voor 3ml spuit	lengte 65 mm
model 730.105	PET huls voor 5ml spuit	lengte 65 mm
model 730.110	PET huls voor 10ml spuit	lengte 80 mm

