

## Transportkoffer voor spuiten



Draagbaar koffertje voor transport van gevulde spuiten. De koffer is leverbaar met een roterend of met een vast handvat. De loodafscherming is in de RVS behuizing weggewerkt.

Het koffertje is naadloos afgewerkt en bij contaminatie gemakkelijk schoon te maken.



### Specificaties:

Buitenafmetingen:	ca. 26,5 x 9,5 x 15 cm <sup>3</sup> (l x b x h)
Binnenafmetingen:	ca. 22,8 x 6,2 x 4,5 cm <sup>3</sup> (l x b x h)
Afscherming:	3 mm Pb
Gewicht:	ca. 3,8 kg

<b>Bestelnummer</b>	<b>806.300</b> (met roterend handvat)
	<b>806.350</b> (met vast handvat)
	<b>806.303</b> set van 5 plastic inserts

