



# Positionerings- en ondersteuningskussens



## Kussens van gecoat gesloten celschuim.

De kussens zijn uit gesloten celschuim vervaardigd, dit schuim neemt geen vloeistoffen op en is ook op langere termijn goed schoon te houden. De kussens kunnen met alcohol of met normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen worden afgenomen.

Het gesloten celschuim is iets veerkrachtig, waardoor een stevig en vormvast kussen ontstaat. De kussens zijn voorzien van een CE merk volgens de "medische hulpmiddelen" richtlijn.



## Productlijst:

art.nr.	omschrijving	afm. in cm <sup>3</sup> .
VDW-886.021	mattress-4	40 x 40 x 2
VDW-886.022	mattress-8	80 x 40 x 2
VDW-886.023	mattress-16	160 x 40 x 4
VDW-886.024	mattress-18	180 x 45 x 3
VDW-886.132	mattress	225 x 57 x 2
VDW-886.027	table insert G(R50)	40 x 36 x 4
VDW-886.028	table insert large(R75)	40 x 42 x 4
VDW-886.029	table insert RT-S(R36)	95 x 36 x 5
VDW-886.030	table insert S(R36)	40 x 36 x 5

## Productlijst:

art.nr.	omschrijving	afm. in cm <sup>3</sup> .
VDW-886.003	wedge-45-s	7,5 x 7,5 x 18
VDW-886.084	wedge-45-m (s)	18 x 18 x 18
VDW-886.007	wedge-21	18 x 7,5 x 18
VDW-886.008	wedge-21-s small	18 x 7,5 x 9
VDW-886.067	wedge-21-2	18 x 7,5 x 36
VDW-886.085	wedge-45-m-2 (s)	18 x 18 x 39
VDW-886.064	wedge-lundi-22	33 x 12 x 14
VDW-886.117	wedge-15	25 x 18 x 7
VDW-886.131	wedge-15-2	25 x 39 x 7
VDW-886.032	block-2	18 x 18 x 2
VDW-886.034	block-4	18 x 18 x 4
VDW-886.068	block-5 (headrest)	25 x 22 x 5
VDW-886.130	block-5 long	24 x 36 x 5
VDW-886.036	block-6	18 x 18 x 5,6
VDW-886.040	block-10	18 x 18 x 9,5
VDW-886.135	block	25 x 20 x 15
VDW-886.136	block	50 x 40 x 30
VDW-886.137	block	60 x 17 x 20
VDW-886.138	block	50 x 40 x 5
VDW-886.128	block bucky	30 x 24 x 10
VDW-886.010	knee round	12 Ø x 39
VDW-886.011	knee round/2	15 x 7,5 x 39
VDW-886.134	round-2/H	39 x 15 x 11,5
VDW-886.012	knee angle	48 x 11,5 x 35
VDW-886.018	spine	49 x 32 x 32
VDW-886.019	mammo mattress	95 x 45 x 12
VDW-886.091	mammo ext wedge	50 x 45 x 12
VDW-886.088	headrest front foam	22 x 22 x 14
VDW-886.025	headrest back, foam	25 x 22 x 10
VDW-886.061	arm support	48 x 30 x 21
VDW-867.100	neck support	27 x 16 x 15
VDW-886.014	leg support foam	40 x 20 x 15
VDW-886.062	headrest right	32 x 32 x 10
VDW-886.063	headrest left	32 x 32 x 10
VDW-886.065	fingergrip	13 x 13 x 9
VDW-886.098	side support baby (US)	60 x 31 x 14
VDW-886.099	angle	24 x 18 x 5
VDW-886.151	ARC 4	20 Ø 4 x 7,5
VDW-886.152	ARC 2	20 Ø 2 x 7,5

